



Pilot Drill

DRL 2023-6
DRL 2023-8
DRL 2023-10
DRL 2023-11
DRL 2023-13

L:13
L:10
L:6
L:11.5
L:8



Drill Uzatma




DE011

Punta Drill



PD001

Raşet Adaptör



RA007

Vidalı Abut. Sıkma Anahtarı



HX001

Paralel Pin



PP003

Paralel Pin 15°



APP008

Paralel Pin 30°



APP009

Motor Sıkma (L)



HX015

Motor Sıkma (S)



HX014

Raşet Adaptör (L)




HX013

Raşet Adaptör (S)



HX012



Ø3.2 Drill

DRL 2328S
DRL 2328

Boyun Geniřletici

CBD 3200

Ø3.7 Drill

DRL 2834S
DRL 2834

Boyun Geniřletici

CBD 3700

Ø4.2/4.3 Drill

DRL 3438S
DRL 3438

Boyun Geniřletici

CBD 4200

Ø4.7/5.0 Drill

DRL 3844S
DRL 3844

Boyun Geniřletici

CBD 4700
CBD 5000

Ø5.2 Drill

DRL 4448S
DRL 4448

Boyun Geniřletici

CBD 5200

Ø3.2 2.3 / 2.8 Ø3.7 2.8 / 3.4 Ø4.2/4.3 3.4 / 3.8 Ø4.7/5.0 3.8 / 4.4 Ø5.2 4.4 / 4.8




Cortical Bone Drill



MerkürHex Insert. Tools HX 2.4mmD



VenüsCon Insert. Tools HX 2.3mmD



Hex Driver HX 1.25mmD



Rařetle Transfer ve Sıkma Par. (L)

HX017

Rařetle Transfer ve Sıkma Par. (S)

HX016

Rařetle Transfer ve Sıkma Par. (L)

HX009

Rařetle Transfer ve Sıkma Par. (S)

HX008

Motorla Transfer ve Sıkma Par. (L)

HX019

Motorla Transfer ve Sıkma Par. (S)

HX018

Motorla Transfer ve Sıkma Par. (L)

HX011

Motorla Transfer ve Sıkma Par. (S)

HX010

HEX Sıkma Elle (L)



HX003

HEX Sıkma Elle (S)



HX002

HEX Sıkma Rařetle (L)




HX005

HEX Sıkma Rařetle (S)



HX004

HEX Sıkma Motorla



HX007